



Für Sie und Ihre
Patienten





Wir beherrschen die Kunst des Medical Designs

Unser Ziel bei Fimet ist es, Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern. Wir arbeiten mit Zahnmedizinern aus aller Welt zusammen und lassen diese Ideen und Vorschläge in unsere Designs einfließen. Wir sind ein Partner, der schnell und flexibel auf Ihre Bedürfnisse reagiert.

Unser Unternehmen ist in Finnland angesiedelt, aber durch unsere weltweiten Vertriebspartner sind wir in über 50 Ländern tätig. Unsere Produkte werden in Finnland entwickelt, konzipiert und gefertigt.

Wir verwenden nur Materialien höchster Qualität, um unseren Kunden ein Design-Erlebnis modernster Technologie zu garantieren. Durch die große Auswahl an Farben und Mustern können Sie der Dentaleinheit von Fimet auch eine persönliche Note verleihen.

Mit freundlichen Grüßen,
Jan J. Tollet
Geschäftsführer der Fimet Group

Maßgeschneiderte
Zahnbehandlungseinheiten
für Zahnärzte und
Mundhygienespezialisten

**Verbessern Sie Ihre
Patientenversorgung mit
einem Lächeln**

**Warum sich Zahnärzte/-innen
für Fimet entscheiden**

- Individuell zugeschnittene Ausstattung und Funktionen, die genau Ihren Anforderungen entsprechen
- Finnische Qualitätsarbeit
- Leichte Inbetriebnahme und günstige Wartung
- Sorgt für maximalen Komfort der Patienten während der Behandlung
- Zufriedene gesunde Patienten, die gerne wiederkommen
- Hilft Zahnärzten/-innen, Ihre Behandlungsergebnisse zu verbessern und die Produktivität zu steigern
- Verleiht Ihrer Praxis ein professionelles Image

F1 Traditional

Für Benutzer, die das Arbeiten mit hängenden Geräteschläuchen bevorzugen, kann die Zahnbehandlungseinheit F1 von Fimet auch mit diesen ausgestattet werden.



Einfach elegant

In das elegante und stilvolle Design von F1 sind viele kleine Details integriert, die einen großen Einfluss auf Ihr Arbeiten haben.

Eine sichere Wahl

Schützen Sie Ihre Patienten. Die glatten Oberflächen und nahtlosen Polster machen die Reinigung und Desinfektion leicht.

Für das Arbeiten konstruiert

Stellen Sie die Stuhlposition und den Geschwindigkeitsbereich der Instrumente so ein, wie es Ihrer Art zu arbeiten entspricht.

Kompakt

Eine kleine Basis bedeutet mehr Platz zum Arbeiten für Zahnarzt/-ärztin und Assistent/-in. Alles ist in Griffnähe.

F1 Continental

Die Zahnbehandlungseinheit F1 von Fimet kombiniert innovative Lösungen mit elegantem Design. Die Behandlungseinheiten sind ergonomisch und qualitativ hochwertig und können individuell auf die Bedürfnisse und Vorlieben des Benutzers zugeschnitten werden.

Einfach elegant

In das elegante und stilvolle Design von F1 sind viele kleine Details integriert, die einen großen Einfluss auf Ihr Arbeiten haben.

Eine sichere Wahl

Schützen Sie Ihre Patienten. Die glatten Oberflächen und nahtlosen Polster machen die Reinigung und Desinfektion leicht.

Für das Arbeiten konstruiert

Stellen Sie die Stuhlposition und den Geschwindigkeitsbereich der Instrumente so ein, wie es Ihrer Art zu arbeiten entspricht.


Kompakt

Eine kleine Basis bedeutet mehr Platz zum Arbeiten für Zahnarzt/-ärztin und Assistent/-in. Alles ist in Griffnähe.



Für Sie und Ihre Patienten


Die Modularität von Fimets F1 erleichtert den Workflow für Zahnarzt/-ärztin und Assistent/-in und macht die Behandlung für die Patienten angenehmer. Steuern Sie die Einheit mit schnurlosem Fußschalter, Joystick oder Bedienungspanel.



Die Höhe kann zwischen 40 und 91 cm eingestellt werden.



Unterstützt die Integration von Kamera und Bildschirm.



Armlehnen um 90° drehbar und abnehmbar.



Schmale Basis, die auch an die engsten Stellen passt.



Leicht bedienbarer multifunktionaler Fußschalter.



Arztelement mit Platz für 5 Instrumente.



Verstellbare Stuhlposition und regulierbare Geschwindigkeit der Instrumente.

Erstklassige Ausstattung



Für F1-Behandlungseinheiten werden nur qualitativ hochwertige Instrumente renommierter Hersteller verwendet.



Das Assistenzelement ist ausgestattet mit Saugschläuchen mit hohem und geringem Volumenstrom und optionalen Instrumenten wie Spritzen, LED-Polymerisationslampe und Intraoralkamera.



F1 hat ein integriertes Spülsystem für alle Instrumente, die Wasser benutzen.



Die Armlehnen sind seitlich schwenkbar und leicht abnehmbar.



Die Wassereinheit kann entweder einen integrierten Amalgamabscheider oder Ventile für Nassabsaugung enthalten.



Die F1-Instrumente können entweder durch den multifunktionalen Fußschalter oder die Tasten auf dem Bedienungspanel gesteuert werden.



F1 Cart

Das F1 Cart von Fimet kann leicht für die Anforderungen verschiedener Behandlungen positioniert oder sogar in einen anderen Raum gefahren werden. Es kann als alleinstehende Einheit oder zusammen mit einem F1-Patientenstuhl, Assistenzelement und Wassereinheit benutzt werden.



Einfach Druckluft und Strom anschließen und die Einheit ist einsatzbereit.





F1-Sattelhocker



F1-Dentalhocker



F1-Hocker, klassisch

Hocker

Die F1-Hocker können in den selben Polsterfarben wie der F1-Patientenstuhl geliefert werden.



Farben

Die nahtlosen, leicht zu reinigenden und bequemen Polster sind in vielen modischen Farben erhältlich.

F1 Polsterfarben • Kunstleder, PVC

F1 Königsblau	F6 Blaugrau
F7 Grau	F11 Schwarz
F16 Limettgrün	F18 Türkis
F19 Nachtblau	F21 Anthrazit

Griffine • Kunstleder, PVC

NG01 Schwarz	NG02 Blau
NG03 Violett	NG04 Purpur
NG05 Grün	

Die Beschreibungen und Farben in dieser Broschüre können vom tatsächlichen Produkt abweichen, Änderungen sind vorbehalten.

Die Kunst des Medical Designs



Optionen und Ausstattung

Bei der Konfiguration der F1-Behandlungseinheit von Fimet kann aus einer großen Vielfalt an Optionen Ihren Wünschen und Vorlieben entsprechend gewählt werden.

F1-Arztelement
Platz für fünf Instrumente und kann die folgenden Optionen beinhalten:
Elektrische/-r Mikromotor/-en mit oder ohne Bürsten, mit Licht
Turbinenversorgungsschlauch/-schläuche mit Licht
Ultraschallscaler, mit oder ohne Licht
3- oder 6-Wege-Spritze
LED-Polymerisationslampe
Intraoralkamera

Wassereinheit
Kann folgende Optionen enthalten:
Integrierter Amalgamabschneider
Ventile für Nassabsaugsystem
Wasserbehälter
Abnehmbares Porzellanbecken
Saugfilter
Warmwasserversorgung

Standards
CE-Zulassung gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC
IEC 60601-1: 2005 getestet
ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziertes Qualitätsmanagement-System

Assistenzelement
Umfasst:
Saugschläuche mit hohem und geringem Volumenstrom
Optionale Spritze
Optionale LED-Polymerisationslampe
Optionale Interoralkamera

F1-Patientenstuhl
Umfasst:
Armlehnen um 90° seitlich drehbar für leichtes Ein- und Aussteigen des Patienten, auch abnehmbar
Vier individuell programmierbare Einstellungen
Doppelgelenk-Kopfstütze
Fussteil abknickbar

Weitere Ausstattung und Optionen:
LED-Patientenleuchte
Halterung für Interoralkamera- und Bildschirmintegration
Kabelloser, multifunktionaler Fußschalter für Stuhl und Instrumentenfunktionen
Ablage für ein oder zwei Normtrays

Fragen Sie Ihren lokalen F1-Händler nach aktuellen Produktinformationen und Optionen.



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, erschwingliche, qualitativ hochwertige Zahnbehandlungseinheiten, die Ihren Bedürfnissen und Erwartungen entsprechen, zu konzipieren und zu produzieren.



Vertrieb und Service Deutschland:

F1 Dentalsysteme
Deutschland GmbH
Breidenbrucher Str. 10 A
51674 Wiehl-Bomig
(bei Köln)

Tel: (02261) 807 400
Fax: (02261) 807 401

info@f1-dentalsysteme.de
www.f1-dentalsysteme.de

F1 Dentalsysteme GmbH
Neureutstr. 11
75210 Keltern-Dammfeld
(bei Pforzheim)

Tel: (07231) 280 180
Fax: (07231) 280 18-18

f1schmelcher@aol.com
www.f1-dentalsysteme.de



Fimet Oy
Teollisuustie 6
FI-07230 Monninkylä
Finnland

Tel: +358 19 521 6600
Fax: +358 19 521 6666

fimet@fimet.fi
www.fimet.fi