

Materialien für jede Anwendung

Der SprintRay Pro ist mit einer Vielzahl von Harzen kompatibel. Treffen Sie Ihre Wahl unter unseren speziell entwickelten Modellen und biokompatiblen Materialien für maximale Geschwindigkeit und Kosteneffizienz. Entscheiden Sie sich für ein RayWare-Pro-Abonnement, um unterstützte Materialien von Fremdanbietern freizuschalten und so die Flexibilität noch weiter zu steigern.



Das Systemhaus für die Medizin



NEU

Aligner-Modelle



Bohrschablonen



Zahnersatz



Indirekte Bonding Trays



Austauschbare Matrizen




Aufbissschienen



RayWare-Software

Wandeln Sie intraorale Scans automatisch in vollständige, druckfertige Modelle um. Beschriften Sie Modellhalter mit Etiketten. Mit RayWare gehören frustrierende Erlebnisse im dentalen 3D-Druck automatisch der Vergangenheit an.



Pro Cure

Der Pro Cure nutzt leistungsstarke LED-Arrays und eine Konvektionsheizung, um die Nachbearbeitung zum reinsten Kinderspiel zu machen. Mit vorprogrammierten Einstellungen für die gängigsten Harze.



Pro-3D-Drucker

Bereit für die Gegenwart, bestens gerüstet für die Zukunft



SprintRay



Walther-Rathenau-Str. 4 | 06116 Halle/Saale
Tel.: 0345 298419-0 | Fax: 0345 298419-60
E-Mail: info@ic-med.de | www.ic-med.de



Neureutstr. 11 | 75210 Kelttern
Tel.: 07231 280-180 | Fax: 07231 28018-18
E-Mail: info@f1-dentalsysteme.de | www.f1-dentalsysteme.de

Leistungsfähig

Ein innovativer Projektor und ein Harztank ermöglichen zusammen mit einer größer angelegten Plattform eine beispiellose Druckleistung.

Einfach

Führen Sie einfach intraorale Scans durch, ohne auf Fremdsoftware zurückzugreifen. Erkennen Sie Probleme automatisch, bevor Sie den Druckauftrag starten.

Fortschrittlich

Integrierte Hilfe, Over-the-Air-Updates und ein hoch entwickelter Touchscreen-Computer ermöglichen den direkten Druck über ein USB-Laufwerk.

SprintRay Pro

Der neue Standard der Branche

Der 3D-Druck in der Zahnmedizin ist weitaus mehr als nur eine neue Technologie: er hat das Potenzial, die Kosten zu kontrollieren, die Flexibilität zu verbessern und den Umfang der Patientenversorgung zu erweitern. Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, haben wir den SprintRay Pro zum benutzerfreundlichsten, leistungsfähigsten und zuverlässigsten Desktop-Drucker in der Zahnmedizin gemacht. Weil Technologie in Ihrer Praxis Probleme lösen und keine neuen Probleme verursachen soll.



Industrielles Volumen

Genügend Druckleistung, um auch die größten Aufträge zu bewältigen. Der SprintRay Pro bietet eine größer angelegte Plattform (18 cm x 10 cm Oberfläche) als die Geräte der Mitbewerber, behält jedoch dabei den Formfaktor eines Desktops bei.



Bis zu 30 Zahnbögen


Intensität trifft auf Genauigkeit

Der benutzerdefinierte Projektor des SprintRay Pro liefert hochintensives Licht, das gleichmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt wird und so jedes Mal für perfekte, präzise Druckergebnisse sorgt.

95-µm-Projektor mit 405-nm-LEDs

Beispiellose Geschwindigkeit


Dank branchenführenden Fortschritten auf dem Gebiet der Projektortechnologie ist der SprintRay Pro bis zu dreimal schneller als sein Vorgänger und bietet zugleich eine verbesserte Genauigkeit.



Bis zu 3-mal schneller

Bahnbrechende Technologie, halsbrecherische Geschwindigkeit

Modernste Weiterentwicklungen bei den Tankmaterialien ermöglichen enorme Geschwindigkeitssteigerungen und führen dazu, dass die Lebensdauer des Tanks mindestens verdoppelt wird, was für mehr Zuverlässigkeit sorgt.



Das Gehirn hinter der Muskelmasse

Dank intuitiver Touchscreen-Bedienelemente und Kontextbefehlen, die von einer 6-Kern-CPU gesteuert werden, gehören Lernkurven ab sofort der Vergangenheit an. Starten Sie Druckaufträge direkt über den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts.

Integrierter Assistent

